

Гастроскопы FG, EG

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Гастроскоп трансназальный неонатальный Fujifilm EG-530NP



Видеогастроскоп FUJINON EG-530NP с уменьшенным диаметром гибкой части и дистального конца, но имеющий такое же увеличение. Компактные размеры данной модели обеспечивают более комфортные условия для пациентов. Рабочий диаметр всего 5,1 мм., а дистального конца аж 4,9 мм. позволяет использовать гастроскоп в педиатрии и неонатологии, а также применять у взрослых трансназально. Кроме того, рабочий канал в 2,0 мм обеспечивает достаточное пространство для использования инструментов. Две световые направляющие на дальнем конце обеспечивают хорошее освещение.

Трансназальная эндоскопия – это практически безболезненная процедура, очень набирает популярность в клинических исследованиях. В отличие от классической гастроскопии уменьшает потребность в применении седативных препаратов. Трансназальная эндоскопия гораздо лучше переносится пациентами, чем традиционная гастроскопия. Основным дискомфортом пациента — рвотный рефлекс во время процедуры. Достоинством процедуры можно считать возможность применения у пациентов с затруднением глотания или с ограничением использования анестезии. Не маловажным является возможность говорить со специалистом во время проведения исследования.

Гастроскоп FUJINON EG-530NP работает с видеосистемой на базе чипа Super CCD, это имеет важное значение для четкости и увеличения изображения. С помощью Super CCD чипа эндоскоп обеспечивает отличную цветопередачу даже при максимальном увеличении объекта. Применение современных технологий повышает уровень диагностики. Высокая точность залог правильного диагноза и лечения пациента.

Страна изготовления	Япония
Производитель	Fujifilm
Вид оборудования	Гастроскопы
Диаметр дистального конца, мм	4,9
Диаметр рабочего канала, мм	2,0
Рабочая длина, мм	1100
Глубина резкости	3-100 мм
Изгиб дистального конца	вверх 210° / вниз 120°
Диаметр вводимой трубки, мм	5,1
Угол зрения	120°

Видеогастроскоп Fujifilm EG-580NW2



EG-580NW2 — в этом ультратонком (5,8 мм) гастроскопе Super CCD-матрица позволяет получить отличное качество изображения с высоким разрешением. Новейшая технология FICE обеспечивает усовершенствованный способ выявления повреждения тканей. Инструментальный канал 2,4мм обеспечивает более высокую аспирацию в сравнении с другими ультратонкими гастроскопами. Особенно, когда терапевтический инструментарий вставляется в рабочий канал.

Страна изготовления	Япония
Производитель	Fujifilm
Вид оборудования	Гастроскопы
Диаметр дистального конца, мм	5,8
Диаметр рабочего канала, мм	2,4
Рабочая длина, мм	1100
Общая длина, мм	1400
Глубина резкости	3-100 мм
Изгиб дистального конца	вверх 210°/ вниз 90°; вправо 100°/влево 100°
Диаметр вводимой трубки, мм	5,9
Направление обзора	0°(прямой обзор)
Угол зрения	140°

Видеогастроскоп Fujifilm EG-530WR



Благодаря широкому углу поля зрения (140°) эндоскоп EG-530WR отличается превосходными характеристиками изображения. Инструментальный канал этого стандартного эндоскопа имеет диаметр 2,8 мм, что создает идеальные условия для взятия биопсии и выполнения лечебных процедур.

Страна изготовления	Япония
Производитель	Fujifilm
Вид оборудования	Гастроскопы
Диаметр дистального конца, мм	9,4
Диаметр рабочего канала, мм	2,8
Рабочая длина, мм	1100
Глубина резкости	4-100 мм
Изгиб дистального конца	вверх 210°/ вниз 90°; вправо 100°/влево 100°
Диаметр вводимой трубки, мм	9,3
Угол зрения	140°

Видеогастроскоп Fujifilm EG-600WR



Современный гибкий видеогастродуоденоскоп с диаметром дистального конца 9.2 мм и инструментальным каналом 2.8 мм. Характеризуется отличной гибкостью, маневренностью и удобством управления.

Страна изготовления	Япония
Производитель	Fujifilm
Вид оборудования	Гастроскопы
Диаметр дистального конца, мм	9,2
Диаметр рабочего канала, мм	2,8
Рабочая длина, мм	1100
Глубина резкости	2-100 мм
Изгиб дистального конца	вверх 210°/ вниз 90°; вправо 100°/влево 100°
Диаметр вводимой трубки, мм	9,3
Угол зрения	140°

Видеогастроскоп Fujifilm EG-760Z



Этот гастроскоп оснащен известной функцией переменной фокусировки (135x Multi Zoom), что обеспечивает четкую и более детализированную визуализацию и позволяет проводить более глубокий анализ строения слизистых оболочек. Он отличается малым радиусом изгиба с сохранением функциональности обычного гастроскопа, в том числе всех его функций.

МАЛЫЙ РАДИУС ИЗГИБА

Модель EG-760Z отличается прочной управляемой частью с улучшенным сгибанием. Это позволяет с меньшими усилиями подводить эндоскоп ближе к месту осмотра и поражению.



Страна изготовления	Япония
Производитель	Fujifilm
Вид оборудования	Гастроскопы
Диаметр дистального конца, мм	9,9
Диаметр рабочего канала, мм	2,8
Рабочая длина, мм	1100
Глубина резкости	Нормально: 3–100; Близко: 1,5–2,5
Изгиб дистального конца	вверх 210°/ вниз 90°; вправо 100°/влево 100°
Диаметр вводимой трубки, мм	9,8
Угол зрения	Нормально: 140°. Близко: 56°.

Видеогастроскоп Fujinon EG-530CT терапевтический



Видеоэндоскоп EG-530CT предназначен для самого широкого терапевтического вмешательства, который предлагает рабочий канал 3,8 мм, внешний диаметр 10,8 мм и функцию водяной струи, чтобы очистить исследуемый и рабочую зону. Работает со всеми видеопроцессорами FUJIFILM (EPX-4450HD, EPX-2500).

Страна изготовления	Япония
Производитель	Fujifilm
Вид оборудования	Гастроскопы
Диаметр дистального конца, мм	10,8
Диаметр рабочего канала, мм	2,8
Рабочая длина, мм	1100
Общая длина, мм	1400
Глубина резкости	3-100 мм
Изгиб дистального конца	вверх 210°/ вниз 90°; вправо 100°/влево 100°
Направление обзора	0°(прямой обзор)

Видеогастроскоп Fujifilm EG-760R



Видеогастроскоп из новой серии ELUXEO™ 700 оснащен CMOS-элементом и позволяет получать видеозаписи и изображения с высоким разрешением в ежедневной практике. Близкий фокус позволяет проводить осмотр даже на малой глубине (2 мм).

- BLI, LCI дополнительный канал подачи воды.

Страна изготовления	Япония
Производитель	Fujifilm
Вид оборудования	Гастроскопы
Диаметр дистального конца, мм	9,2
Диаметр рабочего канала, мм	2,8
Рабочая длина, мм	1100

Глубина резкости	2-100 мм
Изгиб дистального конца	вверх 210°/ вниз 90°; вправо 100°/влево 100°
Диаметр вводимой трубки, мм	9,3
Угол зрения	140°

Видеогастроскоп Fujinon EG-530D двухканальный



EG-530D представляет собой гастроскоп для лечения верхних отделов желудочно-кишечного тракта, с двумя рабочими каналами, 3,8 мм и 2,8 мм, и тонким дистальным концом 11,5 мм. Функция струи воды также включена для использования в различных методах лечения во время эндоскопии.

- Технология спектрального цветового выделения FICE (Позволяет проводить диагностику, не прибегая к окрашиванию тканей)
- Функция электронного увеличения E-Zoom (Помогает детально изучать характер поверхности слизистой и сосудистый рисунок)
- CMOS технология обеспечивает меньший уровень шума и великолепные изображения (Датчик изображения CMOS изменяет аналоговый сигнал на цифровой без помех от внешнего шума во время передачи)

Страна изготовления	Япония
Производитель	Fujifilm
Вид оборудования	Гастроскопы
Диаметр дистального конца, мм	11,5
Диаметр рабочего канала, мм	2,8 / 3,8
Рабочая длина, мм	1090
Общая длина, мм	1390
Глубина резкости	3-100 мм
Изгиб дистального конца	вверх 210°/ вниз 90°; вправо 100°/влево 100°
Диаметр вводимой трубки, мм	11,5
Направление обзора	0°(прямой обзор)
Угол зрения	140°

Видеогастроскоп Fujifilm EG-720R



Видеоэндоскопы 700-серии – это эндоскопы высшего класса, которые используют технологию CMOS с разрешением более одного мегапикселя, а также поддерживают все технологии FUJIFILM по улучшению визуализации. Они имеют одноступенчатый разъем для их легкого подключения и оснащены встроенным беспроводным источником питания, обеспечивающим высокоскоростную передачу данных.

Страна изготовления	Япония
Производитель	Fujifilm
Вид оборудования	Гастроскопы
Диаметр дистального конца, мм	9,2
Диаметр рабочего канала, мм	2,8
Рабочая длина, мм	1100
Глубина резкости	2-100 мм
Изгиб дистального конца	вверх 210°/ вниз 90°; вправо 100°/влево 100°
Диаметр вводимой трубки, мм	9,3
Угол зрения	140°

Видеогастроскоп Fujifilm EG-740N



Видеоэндоскопы 700-серии – это эндоскопы высшего класса, которые используют технологию CMOS с разрешением более одного мегапикселя, а также поддерживают все технологии FUJIFILM по улучшению визуализации. Они имеют одноступенчатый разъем для их легкого подключения и оснащены встроенным беспроводным источником питания, обеспечивающим высокоскоростную передачу данных.

Страна изготовления	Япония
Производитель	Fujifilm
Вид оборудования	Гастроскопы
Диаметр дистального конца, мм	5,8
Диаметр рабочего канала, мм	2,4
Рабочая длина, мм	1100
Глубина резкости	3-100 мм
Изгиб дистального конца	вверх 210°/ вниз 90°; вправо 100°/влево 100°
Диаметр вводимой трубки, мм	5,9
Угол зрения	140°

Видеогастроскоп Fujifilm EG-580RD



EG-580RD — отличная маневренность для терапевтических процедур.

Smart Bend обеспечивает отличную возможность для наблюдения благодаря углу наклона 210° , а также небольшому радиусу изгиба. Гастроскопия Smart Bend с углами изгиба Вверх 210° / Вниз 120° предлагает эндоскописту точную и эргономичную способность манипуляции. Эта функция позволяет улучшить обследование всего желудка. EG-580RD — это одно решение как для диагностики, так и для терапевтического лечения с отличным качеством изображения, большим инструментальным каналом и улучшенной способностью всасывания.

Страна изготовления	Япония
Производитель	Fujifilm
Вид оборудования	Гастроскопы
Диаметр дистального конца, мм	9,8
Диаметр рабочего канала, мм	3,2
Рабочая длина, мм	1100
Общая длина, мм	1400
Глубина резкости	3-100 мм
Изгиб дистального конца	вверх 210°/вниз 120°; вправо 100°/влево 100°
Диаметр вводимой трубки, мм	9,8
Направление обзора	0°(прямой обзор)
Угол зрения	140°

Фиброгастроскоп Fujinon FG-1Z



Фиброгастроскоп для верхних отделов желудочно-кишечного тракта с внешним диаметром 9,8 мм и стандартным инструментальным каналом диаметра 2,8 мм. Исследование любого участка выполняется быстрее и проще благодаря превосходной гибкости. Фиброскоп полностью водонепроницаем.

Страна изготовления	Япония
Производитель	Fujifilm
Вид оборудования	Гастроскопы
Диаметр дистального конца, мм	9,5
Рабочая длина, мм	1030
Общая длина, мм	1350
Глубина резкости	3-100 мм
Изгиб дистального конца	вверх 210°/ вниз 90°; вправо 100°/влево 100°
Диаметр вводимой трубки, мм	2,8
Направление обзора	0°(прямой обзор)
Угол зрения	105°

Видеогастроскоп Fujifilm EG-760CT



Этот гастроскоп серии ELUXEO™ 700 оснащен большим рабочим каналом 3,8 мм, который особенно подходит для терапевтических процедур. В дополнение к терапевтическому использованию, гастроскоп оснащен LCI для улучшения обнаружения и BLI для характеристики повреждений, что делает его превосходным гастроскопом для наблюдения.

Страна изготовления	Япония
Производитель	Fujifilm
Вид оборудования	Гастроскопы
Диаметр дистального конца, мм	10,5
Диаметр рабочего канала, мм	3,8
Рабочая длина, мм	1100
Глубина резкости	2-100 мм
Изгиб дистального конца	вверх 210°/ вниз 90°; вправо 100°/влево 100°
Диаметр вводимой трубки, мм	10,8
Угол зрения	140°

Видеогастроскоп Fujifilm EG-600ZW



Модель: EG-600ZW

- Глубина резкости (мм): Нормально: 3–100. Близко: 1,5–2,5.
- Угол поля зрения: Нормально: 140°. Близко: 56°.
- Ø дистального конца (мм): 9,9

- Ø вводимой части (мм): 9,8
- Ø инструментального канала (мм): 2,8
- Углы изгиба (вверх/вниз): 210°/90°
- Углы изгиба (влево/вправо): 100°/100°
- Рабочая длина (мм): 1100
- Оптическое увеличение, дополнительный канал подачи воды.

Страна изготовления	Япония
Производитель	Fujifilm
Вид оборудования	Гастроскопы
Диаметр дистального конца, мм	9,9
Диаметр рабочего канала, мм	2,8
Рабочая длина, мм	1100
Глубина резкости	3-100 мм
Изгиб дистального конца	вверх 210°/ вниз 90°; вправо 100°/влево 100°
Диаметр вводимой трубки, мм	9,8
Угол зрения	140°

Гастрофиброскоп Fujinon FG-1ZP



Этот наиболее тонкий эндоскоп для исследования верхних отделов желудочно-кишечного тракта из Серии 100 имеет наружный диаметр всего 7,8 мм. Он широко используется как в обследовании детей, так и у взрослых пациентов со стенозами глотки, пищевода и привратника. Несмотря на небольшой диаметр рабочей части, данный фиброскоп легко управляется, имеет широкий угол обзора и инструментальный канал 2,2 мм, вполне достаточный для проведения большинства диагностических и терапевтических процедур.

Страна изготовления	Япония
Производитель	Fujifilm
Вид оборудования	Гастроскопы
Диаметр дистального конца, мм	7,8
Диаметр рабочего канала, мм	2,2
Рабочая длина, мм	1030
Общая длина, мм	1350
Глубина резкости	3-100 мм
Изгиб дистального конца	вверх 210°/ вниз 90°; вправо 100°/влево 100°
Угол зрения	105°

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93